

別表 肺生検針の外径と気胸発生率

() 内は例数

肺生検針 のゲージ	肺生検針の外径※	例 数	気胸の発生率	安静治癒の 気胸発生率	要脱気処置の 気 胸 発 生 率	発生气胸中の 安静治癒割合	文 献
18	1.20mm	103例	37% (38)	27% (28)	10% (10)	74%	Poe RH.,et.al. 1984
18	1.20mm	64例	31% (20)	22% (14)	9% (6)	70%	雑賀.他 2002
20～22	0.90～0.70mm	13例	23% (3)	15% (2)	8% (1)	67%	竹下.他 1996
24～25	0.56～0.51mm	50例	8% (4)	4% (2)	4% (2)	50%	Zavala DC.,et.al. 1981

※ 外径は製造各社で異なるが18～22ゲージはシュアーカット臓器生検針、24～25ゲージはクック社製の実寸。